

QVIKSELEN

PROCAREs nya produkt för att koppla fot till traktion

- Bredpolstring greppar hälen, skonar hälsenan
- Dragband med ring och greppband underlättar att koppla till T-staget
- Dragbandet kan tajtas så att utskjut förbi foten minimeras



Montering av ben med QVIKSELEN i QVIKSPLINT STRÄCK

1. Draget under reponering hålls av den ena (här vänstra) handen via den grepp ögla som sitter i ringen vilken träs över T-staget.
2. Överföring av ringen blir möjlig när du med den andra handen (högra) Trycker/skjuter T-staget på dragstången, så att Qviksplintens sittbenstöd trycker mot bäckenets sittbensknölar.
3. På skalan läser du av det tryck som belastar sittbenen.
5% av kroppsvikten för underbenen, 10 % av kroppsvikten för lårben
4. Med spännet på QVIKSELENS dragband kan du tajta åt, så att utskjutet förbi foten, blir minsta möjliga <5-8 cm